






DK

**Anvendelsesformål:**

Albueortose til stabilisering og føring af albueleddet med mulighed for at begrænse leddets bevægelsesomfang.

Indikation:

Instabilitet i området omkring albueleddet
Bløddelsskader
Stabile frakturer
Postoperativ eller posttraumatisk mobilisering med bevægelsesbegrænsning af albueleddet

Kontraindikationer:

Ikke kendt i øjeblikket.

Indstilling af ekstensions-/fleksionsbegrænsningen:

Det ønskede bevægelsesomfang kan indstilles på skinnens led (1). Til dette formål trykkes den sølvfarvede sikringsstift nedad, og leddets gennemsigtige afdækning drejes, indtil åbningen befinder sig over den ønskede begrænsningsstift. Tag begrænsningsstiften ud, og sæt den i den respektive gradindstilling. Drej til sidst afdækningsåbningen hen over sikringsstiften igen, og sørg for, at sikringsstiften går helt i indgreb.
Fleksionsbegrænsning: 0° - 110°
Ekstensionsbegrænsning: 0° - 90°

Anvendelsesvejledning:

Åbn alle burrebånd og skinnepolstringen. Læg skinnen omkring armen (2). Placer produktet, så den længste polstring ligger mod underarmen og den kortere polstring på overarmen, og leddene er placeret på højde med albueleddet. Luk overarms- og underarmspolstringen. Luk først burrelukningen lige under albueleddet, herefter lukningen lige over leddet og derefter alle resterende lukninger (3+4). For at aflaste den beskadigede arm kan du bruge armslyngen. Til dette lægges remmen med polstringen omkring nakken (5). For enden af remmen gennem plastlænken, læg underarmen i armslyngen, og luk burrelukningen (6). Remmens længde kan tilpasses ved hjælp af burrelukningen.

Anvendelses note / Forsigtighed:

- Brug ikke produktet på åbne sår. I de følgende tilfælde skal du konsultere din læge inden brug: hudlidelser, lymfedrenationsforstyrrelser, sensationsforstyrrelser, kredsløbssygdomme, hævelser i blødt væv som ikke kan forklare.
- Dette produkt er kun beregnet til en enkelt patient.
- Om nødvendigt kan hjælp fra en anden person være gavnlig for korrekt anvendelse af produktet.
- En optimal effekt kan kun opnås ved at vælge den rigtige størrelse og variant samt den korrekte anvendelse.
- Produktet bør ikke længere bruges, hvis det er beskadiget eller meget slidt, eller hvis eksisterende samlinger og låse ikke længere fungerer korrekt.
- Sørg for, at ingen stofdele beskadiges af eksisterende velcro-fastgørelseselementer.
- Anvend ikke produktet for stramt, da det kan skade blodcirkulationen.
- Hvis symptomerne vedvarer eller forværres, skal du kontakte din læge.
- Informer producenten og den kompetente myndighed i dit land om alvorlige hændelser med dette produkt.
- Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål om produktet og dets håndtering, skal du kontakte din læge eller fagpersonale.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Samtidig brug med andre produkter kun efter konsultation med din læge.

Plejeinstruktioner:

Produktets tekstildele kan rengøres manuelt med vand og et mildt rengøringsmiddel. Produktets plastik- og metaldele kan rengøres med en fugtig klud. Luk eksisterende velcrolukninger inden vask for at undgå at beskadige andet vasketøj. Lad det lufttørre. Undgå direkte varmekilder og må ikke maskintørres ikke eller stryges. Sørg for, at produktet er helt tørt, inden du bruger det igen. Må ikke renses og brug ikke blegemiddel, opløsningsmidler, eller skyllmidler. Fedtholdige eller sure stoffer, salver eller lotioner kan beskadige materialet.

Materialesammensætning:

Polyester (PES), PUR-skumstof, Bomuld (CO), Polyamid (PA), Aluminium

Råd om opbevaring:

Opbevar produktet på et tørt sted og beskyt det mod varme, direkte sollys og fugt.

Bortskaffelsesnotat:

Bortskaffelse i husholdningsaffald er mulig.

SE

Avsedd användning:

Armbågsortos för stabilisering och reglering av armbågsleden med möjlighet att begränsa ledens rörelseomfång.

Indikationer:

Instabilitet vid armbågsleden
Mjukdelsskador
Stabila frakturer
Postoperativ eller posttraumatisk mobilisering med rörelsebegränsning av armbågsleden

Kontraindikationer:

För närvarande okänt.

Inställning av extensions-/fleksionsbegränsning:

Det önskade rörelseomfånget kan ställas in på skenans leder (1). Tryck ned det silverfärgade säkerhetsstiftet och vrid den genomskinliga ledkåpan tills öppningen står över önskat låsstift. Ta ut begränsningsstiftet och sätt in det i önskad gradinställning. Vrid sedan tillbaka öppningen i kåpan över säkerhetsstiftet och se till att säkerhetsstiftet hakar fast helt.
Fleksionsbegränsning: 0° - 110°
Extensionsbegränsning: 0° - 90°

Användningsinstruktion:

Öppna alla kardborrband och skenans stoppning. Lägg skenan runt armen (2). Placera produkten så att den långa stoppningen och den korta stoppningen ligger på överarmen och att lederna är i jämnhöjd med armbågsleden. Stäng överarms- och underarmsstoppningen. Stäng först kardborrbandet direkt under armbågsleden, därefter spärren omedelbart ovanför leden och därefter alla återstående spärrar (3+4). För att avlasta den skadade armen kan stödbandet användas. Lägg bandet med stoppningen runt nacken (5). Lirka in änden av bandet genom plastspännat, lägg underarmen i stödbandet och stäng kardborrbandet (6). Bandets längd kan justeras med hjälp av kardborrbandet.

Appliceringsnotering / Varning:

- Använd inte produkten på öppna sår. I följande fall bör du kontakta din läkare innan användning: Hudsjukdomar, lymfatiska dräneringsstörningar, sensoriska störningar, cirkulatoriska störningar, oklar mjukdelssvullnad.
- Denna produkt är avsedd för användning på en enda patient.
- Om det behövs kan hjälp av en annan person vara fördelaktigt för en korrekt applicering av produkten.
- Endast genom att välja rätt storlek och variant, liksom en korrekt applicering, kan en optimal funktion uppnås.
- Produkten ska inte längre användas om den är skadad eller kraftigt sliten, eller om befintliga leder och fästen inte längre fungerar korrekt.
- Se till att inga tygdelar skadas av befintliga kardborreband.
- Sätt inte på produkten för hårt, eftersom detta kan påverka blodcirkulationen.
- Om symptomen kvarstår eller förvärras, kontakta din läkare.
- Informera tillverkaren och den behöriga myndigheten i landet om allvarliga incidenter med denna produkt.
- Om du är osäker eller har frågor om produkten och dess hantering, kontakta din läkare eller kvalificerad personal.
- Gör inga justeringar på produkten.
- Samtidig användning med andra produkter endast efter samråd med din läkare.

Skötselansvisningar:

Produktens textildelar kan rengöras för hand med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Produktens plast- och metalldelar kan rengöras med en fuktig trasa. Stäng befintliga kardborreband innan tvätt för att undvika att skada andra tvättartiklar. Låt lufttorka. Undvik direkta varmekällor och torka inte eller stryk. Se till att produkten är helt torr innan du använder den igen. Rengör inte och använd inte blekmedel, lösningsmedel eller sköljmedel. Fettsyror, salvor eller lotioner kan skada materialet.

Materialsammansättning:

Polyester (PES), Skumgummi, Bomull (CO), Polyamid (PA), Aluminium

Förvaringsanvisningar:

Förvara produkten på en torr plats och skydda den från värme, direkt solljus och fukt.

Avfallshantering:

Avyttring via hushållsavfallet är möjlig.




Schaper
HEALTHCARE

DE EN FR NL DK SE

Ellbogenorthese mit Gelenk
Elbow Orthosis with joint
Orthèse de coude articulée
Elleboogorthese met scharnier
Albueortose med led
Armbågsortos med led

Model: SC4C



Size	XS	S	M	L	XL
Elbow circumference (cm)	20-23	23-26	26-29	29-32	32-35
Side	Universal				



Schaper Healthcare GmbH

Vogelweiderstraße 146 | 4600 Wels | Austria

office@schaper-healthcare.com

www.schaper-healthcare.com



Version V01/2022/01

DE

Zweckbestimmung:

Ellbogenorthese zur Stabilisierung und Führung des Ellbogengelenks mit der Möglichkeit, den Bewegungsumfang des Gelenks einzuschränken.

Indikationen:

Instabilität im Bereich des Ellbogengelenks
Weichteilverletzungen
Stabile Frakturen
Postoperative oder posttraumatische Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellbogengelenks

Kontraindikationen:

Zur Zeit nicht bekannt.

Einstellen der Extensions- / Flexionsbegrenzung:

Den gewünschten Bewegungsumfang können Sie an den Gelenken der Schiene einstellen (1). Drücken Sie dazu den silbernen Sicherungsstift nach unten und drehen Sie den durchsichtigen Deckel des Gelenks, bis sich die Öffnung über dem gewünschten Begrenzungsstift befindet. Nehmen Sie den Begrenzungsstift heraus und stecken Sie diesen in die entsprechende Gradeinstellung. Drehen Sie die Öffnung des Deckels abschließend wieder über den Sicherungsstift und achten Sie darauf, dass der Sicherungsstift vollständig einrastet. Flexionsbegrenzung: 0° - 110° Extensionsbegrenzung: 0° - 90°

Anziehanleitung:

Öffnen Sie alle Klettbänder und die Polsterung der Schiene. Legen Sie die Schiene um den Arm (2). Positionieren Sie das Produkt so, dass die längere Polsterung auf dem Unterarm und die kürzere Polsterung auf dem Oberarm anliegt und die Gelenke auf Höhe des Ellbogengelenks platziert sind. Schließen Sie die Oberarm- und Unterarmpolsterung. Schließen Sie zuerst den Klettverschluss direkt unterhalb des Ellbogengelenks, dann den Verschluss direkt oberhalb des Gelenks und danach alle restlichen Verschlüsse (3+4). Um den verletzten Arm zu entlasten, können Sie den Armtragegurt verwenden. Legen Sie dazu den Gurt mit der Polsterung um den Nacken (5). Fädeln Sie das Ende des Gurtes durch die Kunststoffschlaufe, legen Sie den Unterarm in den Armtragegurt und verschließen Sie den Klettverschluss (6). Die Länge des Gurtes kann mithilfe des Klettverschlusses angepasst werden.

Anwendungshinweis / Vorsichtshinweis:

- Verwenden Sie das Produkt nicht auf offenen Wunden. In folgenden Fällen sollten Sie vor Anwendung Ihren Arzt konsultieren: Hauterkrankungen, Lymphabflussstörungen, Empfindungsstörungen, Durchblutungsstörungen, unklare Weichteilschwellungen.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten bestimmt.
- Falls nötig, kann die Hilfe einer zweiten Person für das korrekte Anlegen des Produktes von Vorteil sein.
- Nur durch Auswahl der richtigen Größe und Variante, sowie das korrekte Anlegen, kann eine optimale Wirkung erzielt werden.
- Das Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es beschädigt oder stark abgenutzt ist, oder vorhandene Gelenke und Verschlüsse nicht mehr richtig funktionieren.
- Achten Sie darauf, dass durch vorhandene Klettverschlüsse keine Stoffteile beschädigt werden.
- Legen Sie das Produkt nicht zu fest an, da dadurch die Durchblutung beeinträchtigt werden kann.
- Bei anhaltenden Beschwerden oder einer Verschlimmerung, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.
- Informieren Sie bitte den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Land über schwerwiegende Vorfälle mit diesem Produkt.
- Bei Unklarheiten oder Fragen zum Produkt und dessen Handhabung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder fachkundiges Personal.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Gleichzeitige Nutzung mit anderen Produkten nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Pflegehinweis:

Die textilen Teile des Produktes können von Hand mit Wasser und einem milden Feinwaschmittel gereinigt werden. Die Kunststoff- und Metallteile des Produktes können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Vorhandene Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen anderer Wäschestücke zu vermeiden. An der Luft trocknen lassen. Direkte Wärmequellen vermeiden und nicht maschinell trocknen oder bügeln. Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig trocken ist, bevor Sie es erneut verwenden. Nicht chemisch reinigen und keine Bleichmittel, Lösungsmittel oder Weichspüler verwenden.Fett- oder säurehaltige Mittel, Salben oder Lotionen können das Material schädigen.

Materialzusammensetzung:

Polyester (PES), PUR-Schaumstoff, Baumwolle (CO), Polyamid (PA), Aluminium

Lagerungshinweis:

Das Produkt trocken lagern und vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.

Entsorgungshinweis:

Eine Entsorgung über den Hausmüll ist möglich.

EN

Intended use:

Elbow orthosis to stabilise and guide the elbow joint with the option of restricting the range of movement of the joint.

Indications:

Instability in the area of the elbow joint
Soft tissue injuries
Stable fractures
Postoperative or posttraumatic mobilisation with restriction of movement of the elbow joint

Contraindications:

Currently unknown.

Adjusting the extension / flexion limit:

You can set the desired range of motion at the joints of the brace (1). To do this, press the silver locking pin down and turn the transparent cover of the joint until the opening lies above the desired limit pin. Remove the limit pin and insert it at the appropriate degree setting. Finally, turn the opening of the lid back over the locking pin and make sure that the locking pin fully engages. Flexion limit: 0° - 110° Extension limit: 0° - 90°

Application instruction:

Open all Velcro straps and the padding of the brace. Place the brace around the arm (2). Position the product so that the longer pad is resting on the forearm and the shorter pad is resting on the upper arm, and the joints are positioned at the elbow joint. Close the upper arm and forearm pad. First close the Velcro fastener directly below the elbow joint, next the fastener directly above the joint and then all the remaining fasteners (3+4). To relieve strain on the injured arm, you can use the arm sling. To do this, place the strap with the padding around the nape of the neck (5). Thread the end of the strap through the plastic loop, place the forearm in the arm sling and close the Velcro fastener (6). The length of the strap can be adjusted using the Velcro fastener.

Application note / Caution:

- Do not use the product on open wounds. In the following cases you should consult your doctor before use: Skin diseases, lymphatic drainage disorders, sensory disorders, circulatory disorders, unclear soft tissue swelling.
- This product is intended for use on a single patient only.
- If necessary, the help of a second person can be beneficial for the correct application of the product.
- Only by choosing the correct size and variant, as well as the correct application, an optimal function can be achieved.
- The product should no longer be used if it is damaged or heavily worn, or if existing joints and fasteners no longer function properly.
- Make sure that no fabric parts are damaged by existing Velcro fasteners.
- Do not put on the product too tightly, as this may affect the blood circulation.
- If symptoms persist or worsen, please consult your medical doctor.
- Please inform the manufacturer and the competent authority in your country about serious incidents with this product.
- If you are unclear or have questions about the product and its handling, please consult your doctor or qualified personnel.
- Do not make any changes to the product.
- Simultaneous use with other products only after consultation with your doctor.

Care instructions:

The textile parts of the product can be cleaned by hand with water and a mild detergent. The plastic and metal parts of the product can be cleaned with a damp cloth. Close existing Velcro fasteners before washing to avoid damaging other laundry items. Allow to air dry. Avoid direct heat sources and do not machine dry or iron. Make sure the product is completely dry before using it again. Do not dry clean and do not use bleach, solvents, or fabric softeners. Fatty or acidic agents, ointments or lotions can damage the material.

Material composition:

Polyester (PES), PUR foam, Cotton (CO), Polyamide (PA), Aluminium

Storage instructions:

Store the product in a dry place and protect it from heat, direct sunlight and moisture.

Disposal note:

Disposal via household waste is possible.

FR

Utilisation prévue:

Orthèse de coude pour stabiliser et guider l'articulation du coude avec la possibilité de restreindre l'amplitude de mouvement de l'articulation.

Indications:

Instabilité au niveau de l'articulation du coude
Lésions des tissus mous
Fractures stables
Mobilisation post-opératoire ou post-traumatique avec mouvement limité de l'articulation du coude

Contre-indications:

Actuellement inconnues.

Réglage de la limitation d’extension / flexion :

Vous pouvez ajuster l'amplitude de mouvement souhaitée au niveau des articulations de l'attelle (1). Pour ce faire, appuyez sur la goupille de sûreté argentée et tournez le couvercle transparent de l'articulation jusqu'à ce que l'ouverture se trouve au-dessus de la tige de positionnement souhaitée. Retirez la tige de positionnement et insérez-la dans le réglage de degré approprié. Enfin, retournez l'ouverture du couvercle sur la goupille de sûreté et assurez-vous que la goupille de sûreté s'encliquette complètement. Limitation de flexion : 0 ° - 110 ° Limitation d'extension : 0 ° - 90 °

Instructions d’application:

Ouvrez toutes les sangles Velcro et le rembourrage sur l'attelle. Placez l'attelle autour du bras (2). Positionnez le produit de sorte que le rembourrage le plus long se trouve sur l'avant-bras et le rembourrage le plus court sur le haut du bras et que les articulations soient au niveau de l'articulation du coude. Fermez les coussinets du bras et de l'avant-bras. Fermez d'abord la fermeture velcro directement sous l'articulation du coude, puis la fermeture directement au-dessus de l'articulation et enfin toutes les autres fermetures (3 + 4). Vous pouvez utiliser la sangle de bras pour soulager le bras blessé. Pour ce faire, placez la ceinture avec le rembourrage autour du cou (5). Faites passer l'extrémité de la sangle dans la boucle en plastique, placez votre avant-bras dans la sangle de bras et fermez la fermeture Velcro (6). La longueur de la sangle peut être ajustée à l'aide de la fermeture velcro.

Note d’application / Précaution:

- Ne pas utiliser le produit sur des plaies ouvertes. Dans les cas suivants, vous devez consulter votre médecin avant l'utilisation : maladies de la peau, troubles du drainage lymphatique, troubles sensoriels, troubles circulatoires, gonflement des tissus mous peu clair.
- Ce produit est destiné à être utilisé sur un seul patient.
- Si nécessaire, l'aide d'une deuxième personne peut être bénéfique pour l'application adéquate du produit.
- Ce n'est qu'en choisissant la bonne taille et la bonne variante, ainsi que l'application adéquate, qu'une fonction optimale peut être obtenue.
- Le produit ne doit plus être utilisé s'il est endommagé ou fortement usé, ou si les articulations et les attaches existantes ne fonctionnent plus correctement.
- Veillez à ce qu'aucune partie du tissu ne soit endommagée par les fermetures Velcro existantes.
- Ne mettez pas le produit trop serré, car cela peut affecter la circulation sanguine.
- Si les symptômes persistent ou s'aggravent, veuillez consulter votre médecin.
- Veuillez informer le fabricant et l'autorité compétente de votre pays de tout incident grave lié à ce produit.
- Si vous n'êtes pas certain ou si vous avez des questions concernant le produit et sa manipulation, veuillez consulter votre médecin ou un personnel qualifié.
- N'apportez aucune modification au produit.
- Utilisation simultanée avec d'autres produits uniquement après consultation de votre médecin.

Instructions d’entretien:

Les parties en textile du produit peuvent être nettoyées à la main avec de l'eau et un détergent doux. Les parties en plastique et en métal du produit peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Fermez les attaches Velcro avant le lavage afin d'éviter d'endommager d'autres éléments de la lessive. Laissez sécher à l'air. Évitez les sources de chaleur directes et ne mettez pas au sèche-linge ni ne repassez. Assurez-vous que le produit soit complètement sec avant de le réutiliser. Ne pas nettoyer à sec et ne pas utiliser de javel, de solvants ou d'adoucisants. Les produits, baumes ou lotions gras ou acides peuvent endommager le matériau.

Composition des matériaux:

Polyester (PES), Mousse PUR, Coton (CO), Polyamide (PA), Aluminium

Conseils de stockage:

Stocker le produit dans un endroit sec et le protéger de la chaleur, de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Conseils d’élimination:

L'élimination via les déchets ménagers est possible.

NL

Beoogd gebruik:

Elleboogorthese om het ellebooggewricht te stabiliseren en te geleiden met de mogelijkheid om het bewegingsbereik van het gewricht te beperken.

Indicaties:

Instabiliteit in het gebied van het ellebooggewricht
Letsel van weke delen
Stabiele fractures
Postoperatieve of posttraumatische mobilisatie met beperkte beweging van het ellebooggewricht

Contra-indicaties:

Op dit moment niet bekend.

Instellen van de extensie-/flexiebeperking:

U kunt het gewenste bewegingsbereik aanpassen aan de scharnieren van de spalk (1). Druk hiervoor de zilveren borgpen naar beneden en draai het transparante deksel van het scharnier totdat de opening zich boven de gewenste begrenzingspen bevindt. Haal de begrenzingspen eruit en plaats deze in de juiste graden-instelling. Draai tot slot de opening van het deksel terug over de borgpen en zorg ervoor dat de borgpen volledig vastklikt. Flexiebeperking: 0° - 110° Extensiebeperking: 0° - 90°

Handleiding voor het aantrekken:

Open alle klittenbanden en de kussens van de spalk. Plaats de spalk om de arm (2). Plaats het product zo dat het langere kussen zich op de onderarm bevindt en het kortere kussen op de bovenarm en de gewrichten ter hoogte van het ellebooggewricht. Sluit de bovenarm- en onderarm-kussens. Sluit eerst de klittenbandsluiting direct onder het ellebooggewricht, dan de sluiting direct boven de verbinding en daarna alle overige sluitingen (3 + 4). U kunt de draagriem voor de arm gebruiken om de gewonde arm te ontlasten. Leg hiervoor de riem met de vulling om de nek (5). Haal het uiteinde van de riem door de plastic lus, plaats uw onderarm in de draagriem voor de arm en sluit de klittenbandsluiting (6). De lengte van de riem kan worden aangepast met behulp van de klittenbandsluiting.

Opmerking bij gebruik / Waarschuwing:

- Gebruik het product niet bij open wonden. In de volgende gevallen moet u voor gebruik contact opnemen met uw arts: huidziektes, lymfedrainage-aandoeningen, gevoelstoornissen, aandoeningen van de bloedsomloop, onduidelijke zwellingen van zacht weefsel.
- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik door één individuele patiënt.
- Indien nodig kan de hulp van een tweede persoon voor het juist aanbrengen van het product nuttig zijn.
- Een optimale werking kan alleen worden bereikt door de keuze van de juiste maat en variant en het correct aanbrengen.
- Het product mag niet meer worden gebruikt als het is beschadigd of sterk is versleten, of als aanwezige scharnieren en sluitingen niet meer juist functioneren.
- Let erop dat door het aanwezige klittenband geen stofdelen worden beschadigd.
- Breng het product niet te strak aan, omdat daardoor de doorbloeding aangetast kan worden.
- Bij aanhoudende klachten of verslechtering dient u contact met uw arts op te nemen.
- Informeer de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten in uw land in het geval van ernstige incidenten met dit product.
- Als u onduidelijkheden of vragen heeft over het product en het gebruik ervan, neem dan contact op met uw arts of deskundig personeel.
- Breng geen wijzigingen aan op het product.
- Gelijktijdig gebruik met andere producten alleen na overleg met uw arts.

Onderhoudsinstructies:

De onderdelen van het product in stof kunnen met de hand en een mild wasmiddel voor fijne was gewassen worden. De onderdelen in plastic en metaal kunnen schoongemaakt worden met een vochtige doek. Sluit de klittenbandsluitingen voor het wassen om schade aan andere items die gewassen worden te voorkomen. Aan de lucht laten drogen. Vermijd rechtstreekse hittebronnen. Niet drogen in de droogtrommel. Niet strijken. Zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat u het opnieuw gebruikt. Niet chemisch laten reinigen. Gebruik geen bleek-of oplosmiddelen of wasverzachter. Vette of bijtende agentia, crèmes of lotions kunnen het materiaal beschadigen.

Materiaalsamenstelling:

Polyester (PES), PUR-schuim, Katoen (CO), Polyamide (PA), Aluminium

Bewaarinstructies:

Het product droog bewaren en beschermen tegen hitte, direct zonlicht en vochtigheid.

Afvoerinstructies:

Het product kan worden afgevoerd via het huishoudelijk afval.