



Schaper
HEALTHCARE

DE EN FR NL DK SE

OHS Knieschiene PCL

OHS Knee Brace PCL


Genouillère OHS PCL

OHS Kniebrace PCL

OHS Knäskinne PCL



OHS Knäskena PCL

Model: SC32I



DK

SE



Anvendelsesformål:

Knæledsortose til stabilisering og føring af knæleddet med mulighed for at begrænse ledets bevægelsesomfang (ekstension og flexion).

Indikation:

Til behandling af det bagste korsbånd (PCL) efter ledbåndsrupturer og skader
Rupturer og skader i sideledbånd
Meniskskader
Postoperativ behandling

Kontraindikationer:

Ikke kendt i øjeblikket.

Indstilling af ekstensions-/flexionsbegrensningen:

Det ønskede bevægelsesomfang kan indstilles på skinnets led. Til dette formål åbnes ledafdækkningen ved at løsne de to skruer med unbrakonøgen (1). Tag begrænsningsstifterne ud, og sæt dem i den respektive gradinstilling (2). Luk ledafdækkningen helt igen, og stram skruerne igen.
Flexionsbegrensning: 0°, 20°, 45°, 60°, 90°
Ekstensionsbegrensning: 0°, 5°, 20°, 30°, 45°

Anvendelsesvejledning:

Sæt dig om muligt på en stol, og boj benet let, så skinnen nemmere kan sættes på. Åbn skinnets bageste og forreste remme på én side. Læg skinnen mod benet (3). Til dette føres fodden gennem rammen, og ortosen trekkes op til knæet. Placer skinnets led på siderne af knæet, så ledmidten befinner sig på højde med knæskallen overkant. Rempolstringerne kan placeres frit ved hjælp af burrelkningen. Ved lukning af remmene placeres polstringerne, så de ligger centreret på benet. Luk først den forreste øverste og dernæst den forreste nederste underbensrem (4+5). Luk derefter den bageste nederste og dernæst den bageste øverste lårbensrem (6). Luk til sidst den bageste underbensrem og den forreste lårbensrem (7+8).

Anvendelses note / Forsigtighed:

- Det anbefales generelt ikke at bære knæortesen direkte på huden.
- Ved hudproblemer (hudsygdomme, venesygdomme, overfølsomhed over for tryk etc.) må knæortesen ikke bæres direkte på huden. Den kan for eksempel anvendes en antitrombosestrømpe, som knæortesen kan bæres ud over. Tal i givet fald med den behandelende læge.
- Ortosammen må ikke deformeres for voldsomt, da ledenes funktion ellers kan påvirkes negativt.
- Når du bruger knæskinnet, skal afgrænsningspinde altid placeres i samlingen og må aldrig fjernes helt.
- For at hindre at knæsamlingen spredt sig, skal der altid placeres en afgrænsningsspind i gradinstillingen 0° strækning, medmindre din læge angiver en anden indstilling.
- Brug ikke produktet på åbne sår. I de følgende tilfælde skal du konsultere din læge inden brug: hudlidelsel, lymphedrenationsfortyrelser, sensationsfortyrelser, kredslobssygdomme, hævelser i blodt væv som ikke kan forklares.
- Dette produkt er kun beregnet til en enkelt patient.
- Om nødvendigt kan hjælp fra en anden person være gavnlig for korrekt anvendelse af produktet.
- En optimal effekt kan kun opnås ved at vælge den rigtige størrelse og variant samt den korrekta anvendelse.
- Produktet bør ikke længere bruges, hvis det er beskadiget eller meget slitt, eller hvis eksisterende samlinger og låse ikke længere fungerer korrekt.
- Sørg for, at ingen stofdele beskadiges af eksisterende velcro-fastgørelseselementer.
- Anvend ikke produktet for stramt, da det kan skade blodcirkulationen.
- Hvis symptomerne vedvarer eller forværres, skal du kontakte din læge.
- Informer producenten og den kompetente myndighed i dit land om alvorlige hændelser med dette produkt.
- Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål om produktet og dets håndtering, skal du kontakte din læge eller fagpersonale.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Samtidig brug med andre produkter kun efter konsultation med din læge.

Pljeinstruktioner:

Produktets tekstildeler kan rengøres manuelt med vand og et mildt rengøringsmiddel. Produktets plastik- og metaldele kan rengøres med en fugtig klud. Luk eksisterende velcrolukninger inden vask for at undgå at beskadige andet vasketøj. Lad det lufttørre. Undgå direkte varmekilder og må ikke maskintørres ikke eller stryges. Sørg for, at produktet er helt tørt, inden du bruger det igen. Må ikke rennes og brug ikke blegemiddel, opløsningsmidler, eller skyllemedler. Fedtholdige eller sure stoffer, salver eller lotioner kan beskadige materialet.

Materialeudsættning:

Aluminium, Polyamid (PA), PUR-skumstof, Polyethylen (PE), Polyester (PES)

Råd om opbevaring:

Opbevar produktet på et tørt sted og beskyt det mod varme, direkte sollys og fugt.

Bortsaffelsesnotat:

Bortsaffelse i husholdningsaffald er muligt.

Avsedd användning:

Knæledsortos för stabilisering och reglering av knäleden med möjlighet att begränsa ledens rörelseomfång (extension och flexion).

Indikationer:

För behandling av det bakre korsbandet (PCL) efter ligamentrupturer och skador
Rupturer och skador på sidobanden
Skador på menisken
Postoperativ behandling

Kontraindikationer:

För närvärande okänt.

Inställning av extensions-/flexionsbegränsning:

Önskat rörelseomfång kan ställas in på skenans ledar. Öppna ledkåpan genom att lossa de två skruvarna med hjälp av insexyckeln (1). Ta ut begränsningsstiftet och sätt in det i önskad gradinställning (2). Stäng ledkåpan helt och dra åt skruvarna igen.
Flexionsbegränsning: 0°, 20°, 45°, 60°, 90°
Extensionsbegränsning: 0°, 5°, 20°, 30°, 45°

Användningsinstruktion:

Sätt dig på en stol om möjligt och vinkla benet lite grann för att enklare ta på skenan. Öppna det bakre och främre bandet på skenan på sidan. Lägg skenan på benet (3). Stick in foten genom ramen och dra upp ortosens ända till knäet. Positionera skenans ledar på sidan av knäet så att ledmittens är i höjd med överkanten på knäskallen. Bandens stoppning kan placeras fritt med hjälp av kardborrbandet. Placera stoppningen så att den ligger mitt på benet när banden stängs. Stäng först det främre övre underbensbandet och sedan det främre undre underbensbandet (4+5). Stäng sedan det bakre undre lärbandet och sedan det bakre övre lärbandet (6). Stäng slutligen det bakre underbensbandet och det främre lärbandet (7+8).

Appliceringsnotering / Varning:

- Vi rekommenderar generellt att knäortosen inte används direkt på huden.
- Vid problem med huden (hudsjukdomar, vensjukdomar, överkänslighet mot tryck etc.) får knäortosen inte användas direkt på huden. Använd t.ex. en kompressionsstrumpa under knäortosen. Fråga din läkare i sådana fall.
- Ortosens ram ska inte deformeras för mycket, eftersom ledens funktion i annat fall kan begränsas.
- När du använder knästödet måste gränsstiftet alltid placeras i leden och får aldrig tas bort helt.
- För att förhindra att knäleden sprids isär måste ett gränsstift placeras i gradinställningen 0° extension, särvida inte din läkare anger en annan inställning.
- Använd inte produkten på öppna sår. I följande fall bör du kontakta din läkare innan användning: Hudsjukdomar, lymfatiska dräneringsstörningar, sensoriska störningar, cirkulatoriska störningar, oklar mjukdelssvullnad.
- Denna produkt är avsedd för användning på en enda patient.
- Om det behövs kan hjälpa en annan person vara fördelaktigt för en korrekt applicering av produkten.
- Endast genom att välja rätt storlek och variant, liksom en korrekt applicering, kan en optimal funktion uppnås.
- Produkten ska inte längre användas om den är skadad eller kraftigt sliten, eller om befintliga ledar och fästen inte längre fungerar korrekt.
- Se till att inga tygdelar skadas av befintliga kardborreband.
- Sätt inte på produkten för hårt, eftersom detta kan påverka blodcirkulationen.
- Om symptomet kvarstår eller förvärras, kontakta din läkare.
- Informera tillverkaren och den behöriga myndigheten i landet om allvarliga incidenter med denna produkt.
- Om du är osäker eller har frågor om produkten och dess hantering, kontakta din läkare eller kvalificerad personal.
- Gör inga justeringar på produkten.
- Samtidig användning med andra produkter endast efter samråd med din läkare.

Skötselanvisningar:

Produktens textildeler kan rengöras för hand med vatten och ett milt rengöringsmedel. Produktens plast- och metalldelar kan rengöras med en fuktig trasa. Stäng befintliga kardborreband innan tvätt för att undvika att skada andra tvättartiklar. Låt lufttorka. Undvik direkta värmekällor och torka inte eller strygl. Se till att produkten är helt torr innan du använder den igen. Rengör inte och använd inte blekmedel, lösningsmedel eller sköljmedel. Fettsyror, salvor eller lotioner kan skada materialet.

Materialsammansättning:

Aluminium, Polyamid (PA), Skumgummi, Polyetylen (PE), Polyester (PES)

Förvaringsanvisningar:

Förvara produkten på en torr plats och skydda den från värme, direkt solljus och fukt.

Avfallshantering:

Abytning via hushållsavfallet är möjlig.



Schaper Healthcare GmbH

Vogelweiderstraße 146 | 4600 Wels | Austria

office@schaper-healthcare.com

www.schaper-healthcare.com



Version V01/2022/01

Size	XS	S	M	L	XL	XXL
Thigh circumference (cm)	33-39	39-45	45-51	51-57	57-63	63-67
Side	Left/Right					

Zweckbestimmung:

Kniegelenkorthese zur Stabilisierung und Führung des Kniegelenks mit der Möglichkeit, den Bewegungsumfang (Extension und Flexion) des Gelenks zu begrenzen.

Indikationen:

Zur Versorgung des hinteren Kreuzbandes (PCL) nach Bandrupturen und Verletzungen
Rupturen und Verletzungen der Seitenbänder
Meniskusverletzungen
Postoperative Behandlung

Kontraindikationen:

Zur Zeit nicht bekannt.

Einstellen der Extensions- / Flexionsbegrenzung:

Den gewünschten Bewegungsumfang können Sie an den Gelenken der Schiene einstellen. Öffnen Sie dazu den Gelenkdeckel, indem Sie die zwei Schrauben mithilfe des Inbusschlüssels lösen (1). Nehmen Sie die Begrenzungsschraube heraus und stecken Sie diese in die entsprechende Gradeinstellung (2). Schließen Sie den Gelenkdeckel wieder vollständig und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.
Flexionsbegrenzung: 0°, 20°, 45°, 60°, 90°
Extensionsbegrenzung: 0°, 5°, 20°, 30°, 45°

Anziehanleitung:

Falls es Ihnen möglich ist, setzen Sie sich auf einen Stuhl und winkeln Sie das Bein leicht an, um die Schiene einfacher anlegen zu können. Öffnen Sie die hinteren und vorderen Gurte der Schiene auf einer Seite. Legen Sie die Schiene am Bein an (3). Führen Sie dazu Ihren Fuß durch den Rahmen und ziehen Sie die Orthese bis zum Knie hinauf. Positionieren Sie die Gelenke der Schiene seitlich am Knie so, dass sich die Gelenkmitte auf Höhe der Oberkante der Kniestie befindet. Die Polster der Gurte können mithilfe des Klettverschlusses frei positioniert werden. Platzieren Sie die Polster beim Schließen der Gurte so, dass diese mittig am Bein aufliegen. Schließen Sie zuerst den vorderen oberen und dann den vorderen unteren Unterschenkelgurt (4+5). Schließen Sie danach den hinteren unteren und dann den hinteren oberen Oberschenkelgurt (6). Schließen Sie abschließend den hinteren Unterschenkelgurt und den vorderen Oberschenkelgurt (7+8).

Anwendungshinweis / Vorsichtshinweis:

- Es wird generell empfohlen, die Knieorthese nicht direkt auf der Haut zu tragen.
- Bei Problemen mit der Haut (Hautkrankheiten, Venenerkrankungen, Überempfindlichkeit gegen Druck, etc.) darf die Knieorthese nicht direkt auf der Haut getragen werden. Es kann zum Beispiel ein Antithrombose Strumpf verwendet werden, über den die Knieorthese angezogen wird. Sprechen Sie in diesem Fall mit Ihrem behandelnden Arzt.
- Der Rahmen der Orthese sollte nicht zu stark verformt werden, da ansonsten die Funktion der Gelenke beeinträchtigt werden kann.
- Bei Verwendung der Schiene müssen die Begrenzungsschrauben immer im Gelenk platziert sein und dürfen nie komplett entfernt werden.
- Um ein Überstrecken des Kniegelenks zu verhindern ist in der Gradeinstellung 0° Extension immer ein Begrenzungsschraub zu platzieren, sofern Ihr Arzt keine andere Einstellung vorgibt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf offenen Wunden. In folgenden Fällen sollten Sie vor Anwendung Ihren Arzt konsultieren: Hauterkrankungen, Lymphabflusstörungen, Empfindungsstörungen, Durchblutungsstörungen, unklare Weichteilschwelungen.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten bestimmt.
- Falls nötig, kann die Hilfe einer zweiten Person für das korrekte Anlegen des Produktes von Vorteil sein.
- Nur durch Auswahl der richtigen Größe und Variante, sowie das korrekte Anlegen, kann eine optimale Wirkung erzielt werden.
- Das Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es beschädigt oder stark abgenutzt ist, oder vorhandene Gelenke und Verschlüsse nicht mehr richtig funktionieren.
- Achten Sie darauf, dass durch vorhandene Klettverschlüsse keine Stoffteile beschädigt werden.
- Legen Sie das Produkt nicht zu fest an, da dadurch die Durchblutung beeinträchtigt werden kann.
- Bei anhaltenden Beschwerden oder einer Verschlimmerung, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.
- Informieren Sie bitte den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Land über schwerwiegende Vorfälle mit diesem Produkt.
- Bei Unklarheiten oder Fragen zum Produkt und dessen Handhabung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder fachkundiges Personal.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Gleichzeitige Nutzung mit anderen Produkten nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Pflegehinweis:

Die textilen Teile des Produktes können von Hand mit Wasser und einem milden Feinwaschmittel gereinigt werden. Die Kunststoff- und Metallteile des Produktes können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Vorhandene Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen anderer Wäschestücke zu vermeiden. An der Luft trocknen lassen. Direkte Wärmequellen vermeiden und nicht maschinell trocknen oder bügeln. Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig trocken ist, bevor Sie es erneut verwenden. Nicht chemisch reinigen und keine Bleichmittel, Lösungsmittel oder Weichspüler verwenden. Fett- oder säurehaltige Mittel, Salben oder Lotions können das Material schädigen.

Materialzusammensetzung:

Aluminium, Polyamid (PA), PUR-Schaumstoff, Polyethylen (PE), Polyester (PES)

Lagerungshinweis:

Das Produkt trocken lagern und vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.

Entsorgungshinweis:

Eine Entsorgung über den Hausmüll ist möglich.

Intended use:

Knee joint orthosis for stabilising and guiding the knee joint with the option of restricting the range of movement (extension and flexion) of the joint.

Indications:

For treatment of the posterior cruciate ligament (PCL) after ligament ruptures and injuries
Ruptures and injuries of the collateral ligaments
Meniscus injuries
Postoperative treatment

Contraindications:
Currently unknown.**Adjusting the extension / flexion limit:**

You can adjust the desired range of movement at the joints of the brace. To do this, open the joint cover by loosening the two screws using the hex key (1). Take out the limit pins and insert them at the appropriate degree setting (2). Close the joint cover completely and tighten the screws again. Flexion limit: 0°, 20°, 45°, 60°, 90°
Extension limit: 0°, 5°, 20°, 30°, 45°

Application instruction:

If you can, sit on a chair and bend your leg slightly to make it easier to put the brace on. Open the back and front straps of the brace on one side. Place the brace around the leg (3). To do this, pass your foot through the frame and pull the brace up to the knee. Position the joints of the brace on the side of the knee so that the centre of the joint is at the level of the upper edge of the kneecap. The pads of the straps can be freely positioned using the Velcro fastener. When closing the straps, position the pads so that they are in the middle of the leg. First close the front top lower-leg strap and then the front bottom lower-leg strap (4+5). Then close the back bottom thigh strap and then the back top thigh strap (6). Finally, close the back lower-leg strap and the front thigh strap (7+8).

Application note / Caution:

- Users are generally advised not to wear the knee brace directly on the skin.
- In the case of skin problems (skin diseases, venous diseases, hypersensitivity to pressure, etc.), the knee brace should not be worn directly on the skin. For example, an anti-thrombosis stocking can be worn under the knee brace. In this case, consult your attending physician.
- The frame of the knee brace should not be too heavily deformed, otherwise the function of the joints may be impaired.
- When using the knee brace, the boundary pins must always be placed in the joint and must never be completely removed.
- In order to prevent the knee joint from spreading, a limit pin must always be placed in the degree setting 0° extension, unless your doctor specifies a different setting.
- Do not use the product on open wounds. In the following cases you should consult your doctor before use: Skin diseases, lymphatic drainage disorders, sensory disorders, circulatory disorders, unclear soft tissue swelling.
- This product is intended for use on a single patient only.
- If necessary, the help of a second person can be beneficial for the correct application of the product.
- Only by choosing the correct size and variant, as well as the correct application, an optimal function can be achieved.
- The product should no longer be used if it is damaged or heavily worn, or if existing joints and fasteners no longer function properly.
- Make sure that no fabric parts are damaged by existing Velcro fasteners.
- Do not put on the product too tightly, as this may affect the blood circulation.
- If symptoms persist or worsen, please consult your medical doctor.
- Please inform the manufacturer and the competent authority in your country about serious incidents with this product.
- If you are unclear or have questions about the product and its handling, please consult your doctor or qualified personnel.
- Do not make any changes to the product.
- Simultaneous use with other products only after consultation with your doctor.

Care instructions:

The textile parts of the product can be cleaned by hand with water and a mild detergent. The plastic and metal parts of the product can be cleaned with a damp cloth. Close existing Velcro fasteners before washing to avoid damaging other laundry items. Allow to air dry. Avoid direct heat sources and do not machine dry or iron. Make sure the product is completely dry before using it again. Do not dry clean and do not use bleach, solvents, or fabric softeners. Fatty or acidic agents, ointments or lotions can damage the material.

Material composition:

Aluminium, Polyamide (PA), PUR foam, Polyethylene (PE), Polyester (PES)

Storage instructions:

Store the product in a dry place and protect it from heat, direct sunlight and moisture.

Disposal note:

Disposal via household waste is possible.

Utilisation prévue:

Orthèse du genou pour stabiliser et guider l'articulation du genou avec la possibilité de limiter l'amplitude de mouvement (extension et flexion) de l'articulation.

Indications:

Pour soigner le ligament croisé postérieur (PCL) après des ruptures et des blessures ligamentaires
Ruptures et blessures des ligaments collatéraux
Blessures méniscales
Traitement post-opératoire

Contra-indications:
Actuellement inconnues.**Réglage de la limitation d'extension / flexion :**

Vous pouvez ajuster l'amplitude de mouvement souhaitée au niveau des articulations de l'attelle. Pour cela, ouvrez le couvercle rabattable en desserrant les deux vis à l'aide de la clé Allen (1). Retirez les goupilles de délimitation et insérez-les dans le réglage de degré correspondant (2). Fermez complètement le couvercle à charnière et resserrez les vis.
Limitation de flexion : 0°, 20°, 45°, 60°, 90°
Limitation d'extension : 0°, 5°, 20°, 30°, 45°

Instructions d'application:

Si vous le pouvez, asseyez-vous sur une chaise et pliez légèrement la jambe pour faciliter la mise en place de l'attelle. Ouvrez les sangles arrière et avant de l'attelle d'un côté. Placez l'attelle sur la jambe (3). Pour ce faire, guidez votre pied à travers le cadre et tirez l'orthèse jusqu'au genou. Positionnez les articulations de l'attelle sur le côté du genou de sorte que le centre de l'articulation soit au niveau du bord supérieur de la rotule. Le rembourrage des ceintures peut être positionné librement à l'aide de la fermeture velcro. Lorsque vous fermez les bretelles, placez le rembourrage de manière à ce qu'il soit centré sur la jambe. Attachez d'abord la sangle avant supérieure, puis la sangle inférieure avant inférieure (4 + 5). Attachez ensuite la sangle de cuisse arrière inférieure puis la sangle de cuisse arrière supérieure (6). Enfin, fermez la sangle de cuisse arrière et la sangle de cuisse avant (7 + 8).

Note d'application / Précaution:

- Il est généralement recommandé de ne pas porter la genouillère directement sur la peau.
- En cas de problèmes cutanés (maladies de la peau, maladies veineuses, hypersensibilité à la pression, etc.), la genouillère ne doit pas être portée directement sur la peau. Par exemple, vous pouvez utiliser un bas anti-thrombose sur lequel la genouillère est enfilée. Si vous êtes dans une des situations suivantes, prévenez votre médecin traitant.
- Le cadre de l'orthèse ne doit pas être trop déformé, sinon la fonction des articulations peut être altérée.
- Lors de l'utilisation de la genouillère, les broches de délimitation doivent toujours être placées dans la jonction et ne doivent jamais être complètement retirées.
- Afin d'éviter que la jonction du genou ne s'étende, une goupille de fin de course doit toujours être placée dans l'extension de 0°, à moins que votre médecin ne spécifie un réglage différent.
- Ne pas utiliser le produit sur des plaies ouvertes. Dans les cas suivants, vous devez consulter votre médecin avant l'utilisation : maladies de la peau, troubles du drainage lymphatique, troubles sensoriels, troubles circulatoires, gonflement des tissus mous peu clair.
- Ce produit est destiné à être utilisé sur un seul patient.
- Si nécessaire, l'aide d'une deuxième personne peut être bénéfique pour l'application adéquate du produit.
- Ce n'est qu'en choisissant la bonne taille et la bonne variante, ainsi que l'application adéquate, qu'une fonction optimale peut être obtenue.
- Le produit ne doit plus être utilisé s'il est endommagé ou fortement usé, ou si les articulations et les attaches existantes ne fonctionnent plus correctement.
- Veillez à ce qu'aucune partie du tissu ne soit endommagée par les fermetures Velcro existantes.
- Ne mettez pas le produit trop serré, car cela peut affecter la circulation sanguine.
- Si les symptômes persistent ou s'aggravent, veuillez consulter votre médecin.
- Veuillez informer le fabricant et l'autorité compétente de votre pays de tout incident grave lié à ce produit.
- Si vous n'êtes pas certain ou si vous avez des questions concernant le produit et sa manipulation, veuillez consulter votre médecin ou un personnel qualifié.
- N'apportez aucune modification au produit.
- Utilisation simultanée avec d'autres produits uniquement après consultation de votre médecin.

Instructions d'entretien:

Les parties en textile du produit peuvent être nettoyées à la main avec de l'eau et un détergent doux. Les parties en plastique et en métal du produit peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Fermez les attaches Velcro avant le lavage afin d'éviter d'endommager d'autres éléments de la lessive. Laissez sécher à l'air. Évitez les sources de chaleur directes et ne mettez pas au sèche-linge ni ne repassez. Assurez-vous que le produit soit complètement sec avant de le réutiliser. Ne pas nettoyer à sec et ne pas utiliser de javel, de solvants ou d'adoucissants. Les produits, baumes ou lotions gras ou acides peuvent endommager le matériau.

Composition des matériaux:

Aluminium, Polyamide (PA), Mousse PUR, Polyéthylène (PE), Polyester (PES)

Conseils de stockage:

Stockez le produit dans un endroit sec et le protéger de la chaleur, de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Conseils d'élimination:

L'élimination via les déchets ménagers est possible.

Beoogd gebruik:

Kniegewichtsorthese voor het stabiliseren en geleiden van het kniegewicht met de mogelijkheid om het bewegingsbereik (extensie en flexie) van het gewricht te beperken.

Indicaties:

Voor het verzorgen van de achterste kruisband (PCL) na ligamentrupturen en verwondingen. Breuken en verwondingen aan de collaterale ligamenten. Meniscusblessures. Postoperatieve behandeling.

Contra-indicaties:
Op dit moment niet bekend.**Instellen van de extensie-/flexiebeperking:**

U kunt het gewenste bewegingsbereik aanpassen aan de scharnieren van de spalk. Open hiervoor het scharnierdeksel door de twee schroeven met de inbussleutel (1) los te draaien. Neem de begrenzingspennen uit een steek in de overeenkomstige gradeninstelling (2). Sluit het scharnierdeksel volledig en draai de schroeven weer vast.
Flexiebeperking: 0°, 20°, 45°, 60°, 90°
Extensiebeperking: 0°, 5°, 20°, 30°, 45°

Handleiding voor het aantrekken:

Als het mogelijk is, gaat u op een stoel zitten en buigt u uw been iets. Dit maakt het gemakkelijker om de spalk om te doen. Open de achterste en voorste riemen van de spalk aan één kant. Plaats de scharnieren van de spalk aan de zijkant van de knie, zodat het midden van het scharnier gelijk ligt met de bovenrand van de knieschijf. De vulling van de riemen kan vrij worden geplaatst met behulp van de klittenbandsluiting. Wanneer u de riemen sluit, plaatst u het kussen zo dat dit geцentreerd is op het been. Maak eerst de voorste bovenste en dan de voorste onderste riem van het onderbeen vast (4 + 5). Maak vervolgens de onderste achterste vast en vervolgens de bovenste achterste riem van het bovenbeen vast (6). Sluit tot slot de achterste riem van het onderbeen en de voorste riem van het bovenbeen (7 + 8).

Opmerking bij gebruik / Waarschuwing:

- Over het algemeen wordt aangeraden de kniebrace niet direct op de huid te dragen.
- Bij huidproblemen (huidaandoeningen, veneuze aandoeningen, overgevoeligheid voor druk, etc.) mag de kniebrace niet direct op de huid worden gedragen. Er kan bijvoorbeeld een antithrombosekous worden gebruikt waarover de kniebrace wordt aangetrokken. Neem in dit geval contact op met uw behandelende arts.
- Het frame van de orthese mag niet te veel worden vervormd, anders kan de functie van de gewrichten worden aangetast.
- Bij gebruik van de brace moeten de begrenzingspennen altijd in het scharnier zijn geplaatst en mogen niet volledig worden verwijderd.
- Om overrekken van het kniegewicht te voorkomen moet in de graadinstelling 0° verlenging altijd een begrenzingspen worden geplaatst, als uw arts geen andere instelling voorschrijft.
- Gebruik het product niet bij open wonden. In de volgende gevallen moet u voor gebruik contact opnemen met uw arts: huidziektes, lymfedrainage-aandoeningen, gevoelstoornissen, aandoeningen van de bloedsomloop, onduidelijke zwellingen van zacht weefsel.
- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik door één individuele patiënt.
- Indien nodig kan de hulp van een tweede persoon voor het juist aanbrengen van het product nuttig zijn.
- Een optimale werking kan alleen worden bereikt door de keuze van de juiste maat en variant en het correct aanbrengen.
- Het product mag niet meer worden gebruikt als het is beschadigd of sterk is versleten, of als aanwezige scharnieren en sluitingen niet meer juist functioneren.
- Let erop dat door het aanwezige klittenband geen stofdelen worden beschadigd.
- Breng het product niet te strak aan, omdat daardoor de doorbloeding aangevat kan worden.
- Bij aanhoudende klachten of verslechting dient u contact met uw arts op te nemen.
- Informeer de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten in uw land in het geval van ernstige incidenten met dit product.
- Als u onduidelijkheden of vragen heeft over het product en het gebruik ervan, neem dan contact op met uw arts of deskundig personeel.
- Breng geen wijzigingen aan op het product.